


歯科補てつ物が できるまで

(入れ歯や被せ物)

研究開発の成果と

歯科技工士の匠の技が注がれた


補てつ物の作り方を大公開！



総義歯 (総入れ歯) ができるまで



金属冠 (被せ物) ができるまで



ARアプリで動画を見よう！



「COCOAR」アプリのインストール


「App Store」もしくは「Google Play」で
「COCOAR」と検索し、インストールしてください。

または、左側のQRコードを読み込み、
「COCOAR」アプリをインストールしてください。

<使い方>

ARアプリを起動して、下の
「スマホをかざしてみよう」
がっている写真に
かざして見てください。

作り方の動画が見られるよ。




1 歯科医院から届いた歯型の石膏模型と


かみ合わせの記録をもとに、

薬の上に人工の歯を並べます


スマホを
かざしてみよう



2 石膏に埋めて薬を熱湯で
流し、空洞を作ります




3 空洞に柔らかいプラスチック
を押し込んで固めます



本物の
歯みたい！



4 石膏から取り出した総義歯を



5 歯茎との境目をかき
隠蔽して馴染ませます



1 歯科医院から届いた
患者さんの歯型の石膏模型で
総義歯の歯型を作ります

2 石膏模型の型型を耐火性の石膏に埋めた後、前歯の
歯茎部分に入れ歯を流かして金属製の空洞を作ります

これもスマホで

MOVIE THE 11316